


遺体保存装置比較表

株式会社クーロン

メーカー名	クーロン	東京技研	レイオン機器工業	根本産業	三菱電機冷熱プラント	小野商会	加藤萬製作所	日本ソハード	土井技研
① 名 称	遺体保存装置「ペルソナ」	遺体保存冷蔵庫	遺体保冷库	遺体保管庫	メモリアル保冷库	遺体安置用冷蔵庫	遺体貯蔵庫	エコクール	遺体用冷凍装置「ドライクーラー」
② 外観写真	 特許申請中								
③ 収納庫	1体用	2体用	1体用	10体用	1体用	1～4体用	1～4体用	1体用	1体用
④ 温度制御	-4～0℃	-5～+15℃	-2～+5℃	不明	2～10℃	不明	不明	-2～-5℃	-18℃の冷風
⑤ パーシャル状態 (冷凍しない)	◎	×	×	×	×	不明	冷凍	×	不明
⑥ 除菌・脱臭機能	◎ オゾン除菌・脱臭装置	×	◎オプション オゾン脱臭装置	×	×	×	◎オプション オゾン脱臭装置	×	×
⑦ 収納方法 市販の棺桶 ストレッチャー(トレイ)	◎	×	◎	×	◎	×	×	×	棺桶内 布団内
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	
⑧ のぞき窓	◎	×	×	×	◎	◎	◎オプション	◎	×
⑨ 移動可能か	キャスター付き	固定据付	固定据付	固定据付	キャスター付き	不明	固定据付	キャスター付き	×
⑩ 寸法(WxDxH)mm	2278x760x1090	850x2400x2100	不明	1500x2400x2000	2194x845x1010	2200x850x1060	不明	1900x600x500	
⑪ 電源	単相100V 415/485W	3相200V 1124W	単相200V	3相200V	単相100V 200/330W	単相100V 250W	三相200V	単相100V 210W	単相100V 140W
⑫ 棺桶収納庫素材	外内装ステンレス	外内装ステンレス	外内装ステンレス	外内装ステンレス	外内装ステンレス	外内装ステンレス	外内装ステンレス	不明	なし
⑬ 騒音(装置から1m)	53dB	不明	不明	不明	43dB	不明	不明	不明	不明
⑭ 総重量	190kg	370kg	不明	不明	265kg	不明	不明	不明	不明
⑮ 保存期間	1ヵ月		5日(実績)			3～5日間まで			
⑯ お薦めの設置場所	セレモニーホール 遺体お預かり所 警察署 病院 災害場所		遺体預かり所 警察署		セレモニーホール 遺体預かり所		官公庁 病院		